

Schumannfrequenz – Kraftquelle für den Menschen

Unser Schumann 3D Regulationssystem bringt den Menschen innerhalb weniger Minuten in einen völlig ausbalancierten Wohlfühlzustand zurück und positiv unterstützende Prozesse werden im Körper aktiviert.

Die Entspannung der Tiefenmuskulatur bedingt eine 100% ige Entstressung über das Gehirn, welches in kürzester Zeit in den Alphazustand, den absoluten Entspannungszustand, der nach innen gerichtet ist, ausbalanciert wird.

Nach nur 10 Min. ist der Körper perfekt durchblutet und der Organismus durch guten Sauerstofftransport versorgt.

Muskelverhärtung- u. Verspannungen, Bewegungs- und Nervenschmerzen sowie energetische Blockaden können dadurch aufgelöst werden.

Körperzellen und Stoffwechsel werden positiv stimuliert.

Möglich wird das ganze **nur** durch das fein abgestimmte biodynamische Bodymodeling 3D Schwingungsmuster, welches perfekt mit der für unseren Organismus wichtigen abgestimmten Frequenz – Schumannfrequenz bis Alphabereich - arbeitet.

Bedingt durch die unterstützende Rechtsschwingung, werden sehr viel essentielle Prozesse in unserem Körper freigesetzt und der Mensch somit ganzheitlich auf physischer und psychischer Ebene positiv stimuliert.

Schumann 3D Regulationssysteme - Platte, Sitz und Liege-, bieten ein Vielfaches an Mehrwert – **aktive, passive** Nutzung im Stehen, sitzen, Bauch und oder Rücken liegend.

Durch das weltweite Patentrecht des Herstellers gibt es kein vergleichbares Produkt am Markt.

Vereinbaren Sie mit uns einen individuellen Beratungstermin!

Aktion nur für Polizeisportmitglieder



Schumann^{3D} SYSTEM

Best label products

Beim Ankauf einer brauen Schumann 3D Platte® im Wert von € 3.740.- Brutto, wird das gesamte Zubehör im Wert von € 484.- gratis mitgeliefert.

Zum Zubehör gehören:

1. Komfortauflage
2. U-Polster
3. Kopf und od. Knieanhebepolster
4. Elipseo Therapeutenpolster für bequemes Sitzen direkt auf der Platte

Wir liefern Ihnen das Schumann 3D Regulationssystem nach Terminabstimmung persönlich nach Hause. Bitte nehmen Sie sich für die Einweisung mindestens 1 ½ Stunden Zeit. So können Sie in Folge das Schumann 3D Regulationssystem mit Freude und Erfolg richtig einsetzen und genießen.

Kontraindikationen:

- Schwangerschaft – rein juristischer Ausschließungsgrund
- Akute Thrombosen
- Akute Entzündungen wie Rheumaschübe
- Frische Frakturen – hier müssen wir 6 - 8 Wochen aussetzen
- Frische Implantate - hier müssen wir 6 - 8 Wochen aussetzen
- Bei einem Körpergewicht über 200 Kg
- Epilepsie
- Netzhautablösung



Künstliche Gelenke, Herzschrittmacher und Stents sowie verschraubte Wirbel stellen keinen Ausschließungsgrund dar, wenn die operativen Eingriffe zumindest 2 Monate zurückliegen.



Die Aktion ist bis auf Widerruf gültig

Barbara Stadler, Generalimporteur Schumann 3D Regulationssysteme
Life Phil. & Health care S.E.R.D.I.A.S
Mobil.: +43 664 1830456
Festnetz/Fax.: +43 2772 51931
office@seridas.at